



Medtronic

LAUNCHER

外周指引导管

适合多种介入途径的 先进设计

LAUNCHER的最新主体段设计使您能更主动的挑战各种弯曲的血管。

- >各项性能都很均衡的
LAUNCHER外周指引导管是您挑战疑难病例的坚实后盾。
- >精确的扭控性准确定位

完美的可视性


LAUNCHER的可视性设计能提供导管和血管的完整影像。

- >外覆尼龙和编织网线的设计提供了独特的"由握柄到头端的"完整显影。
- >安置的显影标志能确保开口处的精确定位。

最新的前沿产品

美敦力的专利产品提供您所需要的选择。

- >推出了更大的管径(6F和7F)提供了更多的产品选择
 - 6F I.D.(0.0071 in.)
 - 7F I.D.(0.0081 in.)
 - 8F I.D.(0.0090 in.)
- >全层壁技术:
扁平伏的编织网线包裹设计使得导管拥有更大的管腔



挑战"弯曲"的完美表现

LAUNCHER

外周指引导管

美敦力定货信息

有疑问请联系我们的美敦力销售代表

货号	导管外径(F)	导管长度(cm)	弯曲类型	
肾型单弯曲				
LA6PK1W	6	47	PK1	
LA7PK1W	7	47	PK1	
LA8PK1W	8	47	PK1	
曲棍球型弯曲				
LA6MPHK	6	55	MPH	
LA7MPHK	7	55	MPH	
LA8MPHK	8	55	MPH	
肾型双弯曲				
LA6RDCK	6	55	RDC	
LA7RDCK	7	55	RDC	
LA8RDCK	8	55	RDC	
牧鞭型弯曲				
LA6SCR40K	6	55	SCR	
LA7SCR40K	7	55	SCR	
LA8SCR40K	8	55	SCR	
多功能弯曲				
LA6MP1K	6	55	MP1	
LA7MP1K	7	55	MP1	
LA8MP1K	8	55	MP1	
锐角型弯曲				
LA6CHAMP15K	6	55	Champ 1.5	
LA7CHAMP15K	7	55	Champ 1.5	
LA8CHAMP15K	8	55	Champ 1.5	
LA6CHAMP20K	6	55	Champ 2.0	
LA7CHAMP20K	7	55	Champ 2.0	
LA8CHAMP20K	8	55	Champ 2.0	
LA6CHAMP25K	6	55	Champ 2.5	
LA7CHAMP25K	7	55	Champ 2.5	
LA8CHAMP25K	8	55	Champ 2.5	



美敦力(上海)有限公司上海办事处
地址: 上海市西藏中路268号
来福士广场办公楼37楼06单元
邮编: 200001
电话: 021-63404288
传真: 021-63403790

美敦力(中国)有限公司北京办事处
地址: 北京市朝阳区朝外大街16号
中国人寿大厦901室
邮编: 100020
电话: 010-85251966
传真: 010-85251925

美敦力(上海)有限公司广州办事处
地址: 广州市先烈中路69号
东山广场3002-3004室
邮编: 510095
电话: 020-87323661
传真: 020-87324961

美敦力(上海)有限公司成都办事处
地址: 成都市人民南路二路18号
川信大厦12楼A-2座
邮编: 610016
电话: 028-86199528
传真: 028-86199538